



システム番号: MF0030
サービス記録#: WO07118446
日付: 31Aug2020

Optima 560, Discovery 600, Discovery 690 Elite PET/CT 点検 チェックリスト - スケジュール D

Optima 560, Discovery 600, Discovery 690 Elite PET/CT PM CHECKLIST - Schedule D

お客様名: 国立がん研究センター中央病院 サービス記録#: WO07118446
システム番号 / シリアル番号: MF0030 お客様機器名称: PETCT C室
サービスマニュアル文書番号: 5322778-2EN ソフトウェアバージョン: kh_xar.30.HP 8x6_bgo
点検周期: 6 ヶ月 点検ステータス complete

ガントリー回転数: 2,276,359

コンソール
CONSOLE

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
コンソール点検 General Console Inspection	-	合格	

CTガントリー
CT GANTRY

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
スリップリングブラシ片の除去 Removing Slip Ring Brush Debris	-	合格	
DAS, ダクトファンフィルターの清掃 Clean DAS, Duct Fan Filters	-	合格	
Schleifringメンテナンス、ブラシ点検 Schleifring Maint, Inspect Brush	-	合格	

CT高電圧
CT HIGH VOLTAGE

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
X線管ヒートエクスチェンジャーの清掃 Clean Tube Heat Exchanger	-	合格	
HHSスキャン HHS Scans	-	合格	

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
高電圧タンク帰還抵抗確認 HV Tank Feedback Resistor Verify	-	合格	
メーター確認 Meter Verification	-	合格	

**PETガントリー
PET GANTRY**

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
ソースリングブリケータの交換 Replace Source Ring Lubricator	-	合格	
エレベーターリードスクリュードライブの注油 Lubricate Elevator Lead Screw Drive	-	合格	
ソースローダスクリュードライブの注油 Lubricate Source Loader Screw Drive	-	合格	

PARC

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
PARC 点検 PARC PM	-	合格	

**テーブル
TABLE**

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
トランスポートベアリング、ボールスクリューの注油 Grease Transporter Bearings, Ball Screw	(2年毎) (Every 2 years)	合格	

システム
SYSTEM

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
エマージェンシーストップ操作の確認 Verify E-Stop Operation	-	合格	
スキャンコントロールプッシュボタンの確認 Check Scan Control Pushbuttons	-	合格	
サイトログの更新 Update Site Log	-	合格	

終了処理
FINALIZATION

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
PET デイリーQAチェック PET Daily QA Check	-	合格	
システムスキャンテスト 注釈: QAファントムのシリアル#を“使用ツール”欄に入力 System Scanning Test Note: Enter QA Phantom Serial # in "Tools Used" table.	-	-	どのようなアーチファクトのタイプかを Series 1, 2, 3の“コメント”欄に記入する。 Enter any artifact types for Series 1, 2, and 3 scans in "Comments" below.
システムスキャンテスト System Scanning Test	シリーズ 1 (スカウト/オートボイス) Series 1 (Scout/ Auto Voice)	合格	
システムスキャンテスト System Scanning Test	シリーズ 2 (アキシシャル/チルト) Series 2 (Axial/Tilt)	合格	チルト無し
システムスキャンテスト System Scanning Test	シリーズ 3 (ヘリカル/オートボイス) Series 3 (Helical/ Auto Voice)	合格	
システムスキャンテスト System Scanning Test	X線オン表示ランプ X-Ray ON Indicators	合格	

補記 :

残り文字数 :

使用ツール :

ツール説明 (メーカー名/型名)	シリアル番号	バーコード	校正期限日	
X線アナライザー RTI/Piranha 657	CB2-18010084		30Nov2020	<div>ツールを追加</div> <div>ツールを削除</div>
DMM Fluke/179	10820249		31Aug2020	<div>ツールを追加</div> <div>ツールを削除</div>
グリスガンキット				<div>ツールを追加</div> <div>ツールを削除</div>
QA Phantom GE/2144715	1004160			<div>ツールを追加</div> <div>ツールを削除</div>

GE 担当者 :

本点検完了FE数

1

FE 名 : 三川大輔

SSO # : 305026237

FEサービス記録# : WO07118446

FE 署名 ...

三川 大輔
電子署名者 : 三川 大輔
日付 : 2020.09.01
02:12:42 +09'00'

お客様署名 :

☐ はい

☒ 必要無し



システム番号 : MF0030
サービス記録# : WO07118446
日付 : 31Aug2020

☒ 点検完了の最終確認

* 完了日 : 31Aug2020